


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Asc/Tms1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Epb4

Número de artículo: CM0006294



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra ASC/TMS1 (Pycard) de ratón, validado para WB, IF, IHC y ELISA. Detecta ASC humano, de ratón y de rata; ideal para investigaciones sobre el inflamasoma y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASC/TMS1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Asc; TNS1; masc; CARD5; TMS-1; 9130417A21Rik; ASC/TMS1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	29108
GeneID	66824
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-93 de ASC/TMS1 de ratón (NP_075747.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9EPB4
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo