


Anticuerpo Policlonal De Conejo Asc/Tms1 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q9ULZ3

Número de artículo: CM0015998



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ASC/TMS1 (PYCARD). Confirmado para Western blot, inmunofluorescencia, IHC-P y ELISA. Detecta ASC/TMS1 humano, de ratón y de rata. Para investigación en apoptosis, inflammasoma e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASC/TMS1 Anticuerpo pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29108
ID de Gen	29108
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-195 de ASC/TMS1 humano (NP_037390.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULZ3
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo