

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Asmt Para Wb, Elisa - P46597

Número de artículo: CM0018238



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ASMT humano (O-metiltransferasa de acetilserotonina), para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para investigar las vías de biosíntesis de la melatonina. Presenta reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASMT pAb de conejo
Observaciones/alias	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
Especie	Humano
GeneID (humano)	438
GeneID	438
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 76-298 de ASMT humano (NP_001164510.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P46597
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo