

Aspm Pab De Conejo - Id De Gen: 259266

Número de artículo: CM0022595

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ASPM (proteína asociada a microcefalia de tipo huso anormal). Validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para investigación en neurodesarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ASPM pAb de conejo
Observaciones/Alias	ASP; MCPH5; Calmbp1; ASPM
ID de gen	259266
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de la ASPM humana (NP_060606.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo