


Anticuerpo Policlonal Anti-Ass1 De Conejo - P00966

Número de artículo: CM0022279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ASS1 humana (argininosuccinato sintasa), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata; adecuado para investigación del ciclo de la urea y la biosíntesis de arginina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal anti-ASS1 de conejo
Observaciones/Alias	ASS; CTLN1; ASS1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	445
ID del Gen	445
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-412 de la ASS1 humana (NP_446464.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00966
Peso Molecular de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo