


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Histona H3 Dimetilada Asimétricamente (R17) - Q16695/P68431 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000384



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la histona H3 dimetilada asimétricamente en la arginina 17 (R17). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra histona H3-R17 dimetilada asimétricamente
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-R17 dimetilada asimétricamente
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	H3
ID de gen	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético dimetilado asimétricamente alrededor de la R17 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, otros (rango amplio previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo