

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H3-R2 Dimetilada Asimétrica (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000271



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la dimetilación asimétrica en la arginina 2 de la histona H3 (Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata y otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Anti-Histona H3-R2 Dimetilada Asimétrica pAb de conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R2
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético dimetilado asimétrico alrededor de R2 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otra (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo