

Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Histona H3-R2 Dimetilada Asimétrica (Q16695/P68431) Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000243



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce específicamente la dimetilación asimétrica de la histona H3 en la arginina 2 (H3R2me2a). Es adecuado para Western blot y ELISA, tiene reacción cruzada con humano, ratón, rata y otras especies, y apoya la investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para Histona H3-R2 dimetilada asimétrica
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R2
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético dimetilado asimétrico alrededor de R2 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo