

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H3-R26 Dimetilada Asimétricamente (Q16695 / P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000305



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H3 dimetilada asimétricamente en R26 (Q16695/P68431), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Validado en Humano, Ratón, Rata y otras especies de amplio rango predicho. Ideal para estudios de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Histona H3-R26 Dimetilada Asimétricamente
Observaciones/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Histona H3-R26 Dimetilada Asimétricamente
Especie	Humano
GenelD (humano)	H3
GenelD	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo