


Mab De Conejo Contra Histona H3-R8 Asimétrica Dimetilada (Q16695/P68431) Para Investigación Epigenética

Número de artículo: CM0000249



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la dimetilación asimétrica en la arginina 8 de la Histona H3 (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, DB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios de epigenética y biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Histona H3-R8 asimétrica dimetilada
Observaciones/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético dimetilado asimétrico alrededor del R8 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo