


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dimetil-Asimétrico-Histona H3-R8 (Q16695 / P68431) - Validado Para Wb, Ihc-P, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000374



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DiMetil-Asimétrico-Histona H3-R8 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP. Reconoce humano, ratón, rata y otras especies (se predice un amplio rango). Ideal para estudios epigenéticos de metilación de arginina y regulación de la cromatina. UniProt: Q16695 / P68431.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-DiMetil-Asimétrico-Histona H3-R8
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Asimétrico-Histona H3-R8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético dimetilado asimétricamente alrededor de la R8 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular de la Proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo