

Anticuerpo Policlonal De Conejo Asimétrico Dimetil-Histona H4-R3 (P62805) Para Wb, Ihc-P, Elisa

Número de artículo: CM0000276



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la dimetilación asimétrica en Arg3 de la histona H4 (Swiss-Prot P62805). Validado para Western blotting, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Se predice que reacciona con humano, ratón, rata y otras especies, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Asimétrico DiMetil-Histona H4-R3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asimétrico DiMetil-Histona H4-R3
Especies	Humano
GeneID (Humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético dimetilado asimétrico alrededor de R3 de HIST2H4A humana (NP_003529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo