


Anticuerpo Pab De Conejo Anti-Dimetil-Histona H4-R3 Asimétrica | P62805 | Validado Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa

Número de artículo: CM0000262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la dimetilación asimétrica de la histona H4 en la arginina 3 (P62805). Validado para WB, IF/CC, IHC-P y ELISA. Muestra una amplia reactividad cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para estudios epigenéticos y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo anti-DiMetil-Histona H4-R3 Asimétrica
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMetil-Histona H4-R3 Asimétrica
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	H4
ID de Gen	8359
Inmunógeno	Un péptido sintético dimetilado asimétrico alrededor de R3 de la histona H4 humana (NP_003539.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo