


Atad2 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - Q6PL18

Número de artículo: CM0003444



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo ATAD2 para Western Blot y ELISA, específico para ATAD2 humana (Q6PL18). Ideal para la investigación sobre el cáncer de mama, la señalización del receptor de estrógeno y la coactivación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATAD2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ANCCA; CT137; PRO2000; ATAD2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29028
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ATAD2 humana (Q6PL18)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6PL18
Peso Proteico	159kDa
Envío	Bolsa de hielo