

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ate1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95260

Número de artículo: CM0007212



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra ATE1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce ATE1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la arginilación N-terminal y la degradación dependiente de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATE1 Ac. m. Conejo
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11101
GeneID	11101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de ATE1 humano (NP_001001976.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95260
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo