

Anticuerpo Policlonal De Conejo Atf1 Para Wb, Ip, Elisa - P18846

Número de artículo: CM0030597

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ATF1 validado para WB, IP, ELISA en humano y ratón. Se dirige al factor de transcripción dependiente de AMP cíclico ATF-1, una proteína de unión a CRE clave involucrada en la proliferación y transformación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1; ATF1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	466
ID de Gen	466
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del ATF1 humano (NP_005162.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P18846
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo