

Mab De Conejo Contra Atf6 - P18850

Número de artículo: CM0007794

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ATF6 para WB, IP, IHC-P y ELISA. Dirigido contra la ATF6 humana, un precursor de factor de transcripción clave de la RUP incorporado en la membrana del RE. Materia prima fiable para el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ATF6
Observaciones/Alias	ACHM7; ATF6A
Especie	Humana
GeneID	22926
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-194 de la ATF6 humana (NP_031374.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P18850
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo