

Anticuerpo Policlonal De Conejo Atf6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18850

Número de artículo: CM0016689

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ATF6 (ACHM7/ATF6A). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre estrés del RE y UPR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ATF6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Especie	Humano
GenelD (humano)	22926
GenelD	22926
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18850
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo