

Anticuerpo Policlonal De Conejo Atmin Para Wb, If/Icc, Elisa - 043313

Número de artículo: CM0027087

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a ATMIN humano (ASCIZ/ZNF822). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de daño en el ADN y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATMIN pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASCIZ; ZNF822; ATMIN
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23300
ID de Gen	23300
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-360 de ATMIN humano (NP_056066.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43313
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo