

Atp1A2 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P50993

Número de artículo: CM0014348

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ATP1A2 humano (P50993). Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación de la bomba de sodio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP1A2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	477
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 del ATP1A2 humano (NP_000693.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50993
Peso proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo