


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Atr Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13535

Número de artículo: CM0005019



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ATR validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la serina/treonina proteína quinasa ATR, un regulador crítico del punto de control del daño del ADN. UniProt Q13535.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FRP1, MEC1, SCKL, FCTCS, SCKL1, ATR
Especie	Humano
GeneID	545
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 400-500 de ATR humano (NP_001175.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13535
Peso de la proteína	301kDa
Envío	Bolsa de hielo