

Anticuerpo Policlonal De Conejo Aven Para Wb, Elisa - Q9Nqs1

Número de artículo: CM0017679

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AVEN (PDCD12) para WB y ELISA. Detecta AVEN humano y de rata, un regulador de muerte celular que protege contra la apoptosis mediada por Apaf-1. Ideal para estudios de apoptosis en testículo, ovario, timo y otros tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AVEN Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	PDCD12; AVEN
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57099
ID del gen	57099
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 203-362 de la AVEN humana (NP_065104.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NQS1
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo