

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Bag3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095817

Número de artículo: CM0011209

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra BAG3 (Bcl-2-associated athanogene 3), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce BAG3 humano y de ratón; se dirige al co-chaperón en autofagia, apoptosis y respuesta al estrés. Ideal para estudios de cáncer y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo BAG3
Observaciones/Alias	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Especie	Humano
GeneID	9531
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de BAG3 humano (095817).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	095817
Peso Molecular de la Proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo