

Anticuerpo Policlonal De Conejo Bank1 Para Wb, Elisa - Q8Ndb2

Número de artículo: CM0015883

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BANK1 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a la proteína andamio de células B implicada en la señalización del BCR y la movilización del calcio. Adecuado para investigación en inmunología y autoinmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BANK1 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	BANK; BANK1
Especie	Humano
ID del gen	55024
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 516-785 de BANK1 humano (NP_060405.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NDB2
Peso proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo