

Anticuerpo Policlonal De Conejo Batf3 Para Wb Y Elisa - Q9Nr55

Número de artículo: CM0013622

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BATF3 humano, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a rata. Ideal para estudios de diferenciación de células dendríticas y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BATF3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JDP1; SNFT; JUNDM1; BATF3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	55509
GenelD	55509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-127 del BATF3 humano (NP_061134.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9NR55
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo