

Anticuerpo Policlonal De Conejo Bcas2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75934

Número de artículo: CM0027742



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra BCAS2 humano (SPF27), un factor de empalme de pre-ARNm. Validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre daño en el ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCAS2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DAM1, SPF27, Snt309, BCAS2
Especie	Humano
GeneID	10286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 del BCAS2 humano (NP_005863.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75934
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo