


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Bcl10 Para Wb, Elisa - 095999

Número de artículo: CM0015202



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Bcl10 humano (NP_003912.1, aa 1-118). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre señalización inmunitaria y linfomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra Bcl10
Observaciones/Alias	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
Especie	Humano
GeneID (humano)	8915
GeneID	8915
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de Bcl10 humano (NP_003912.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	095999
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo