

Anticuerpo Policlonal De Conejo Bcl6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P41182

Número de artículo: CM0029897



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo BCL6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con la proteína BCL6 (79kDa) humana, de ratón y de rata. BCL6 es un represor transcripcional clave en los linfocitos B del centro germinal y en los linfomas. Adecuado para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BCL6
Observaciones/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Especie	Humano
ID del Gen	604
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-280 de BCL6 humano (NP_001124317.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41182
Peso Molecular de la Proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo