

Anticuerpo Policlonal De Conejo Bcs1L Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y276

Número de artículo: CM0025144

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo BCS1L validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a la chaperona mitocondrial BCS1L (48 kDa) implicada en el ensamblaje del complejo III; ideal para investigación mitocondrial y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BCS1L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCS; BJS; PTD; BCS1; FLNMS; h-BCS; MC3DN1; h-BCS1; GRACILE; Hs.6719; BCS1L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	617
GeneID	617
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-240 de la BCS1L humana (NP_004319.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y276
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo