

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bgat Para Wb Y Elisa - P16442

Número de artículo: CM0009225



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BGAT validado para WB y ELISA, reacciona con muestras humanas y se dirige a la transferasa del sistema ABO de grupos histosanguíneos (P16442). Ideal para la investigación de antígenos de grupos sanguíneos y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-BGAT
Observaciones/alias	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Especie	Humana
GeneID (humano)	28
GeneID	28
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de BGAT humano (P16442).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P16442
Peso molecular de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo