

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Bgn Para Wb, Elisa - P21810

Número de artículo: CM0028907

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la biglicana (BGN) humana. Validado para WB y ELISA. Inmunógeno recombinante (aa 20-230). Ideal para estudios de matriz extracelular e investigación sobre el ensamblaje de fibras de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra BGN
Observaciones/Alias	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Especie	Humano
GeneID (humano)	633
GeneID	633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-230 de la BGN humana (NP_001702.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21810
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo