


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Bhmt Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q93088

Número de artículo: CM0007640



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra BHMT para WB, IHC-P, ELISA. Detecta BHMT humano y de rata, 45 kDa. Ideal para investigación sobre metabolismo de homocisteína y estudios de hígado/riñón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra BHMT
Observaciones/Alias	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Especie	Humano
ID del gen	635
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 306-406 de la BHMT humana. (NP_001704.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q93088
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo