

Pab De Conejo Anti-Bid - P55957

Número de artículo: CM0016224



Introducción

El pAb de conejo anti-Bid (SWISS P55957) es un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Bid humano. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA, y con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Bid
Observaciones/Alias	FP497; Bid
Especie	Humano
ID del gen	637
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de Bid humano (NP_001187.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P55957
Peso molecular	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo