

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd4 Biotinilado Para Fc - P01730

Número de artículo: CM0011911



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD4 humano y de cynomolgus, validado para citometría de flujo. Ideal para la identificación de células T-helper, estudios de receptor del VIH y perfilado inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Biotinilado anti-CD4 Humano/Mono
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
ID del Gen	920 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo