


Anticuerpo Monoclonal Biotina Anti-Cd4 Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0012617



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido contra CD4 de humano y macaco cínomoigo, validado para citometría de flujo. Ideal para la identificación de células T auxiliares, estudios de respuesta inmune e investigación del VIH. Materia prima para IVD de grado de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Biotina Conejo anti-Humano/Mono CD4 mAb
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cínomoigo
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo