

Anticuerpo Monoclonal Biotinilado Anti-Cd45 Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0005879



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido contra CD45 humano y de cinomolgo (P08575). Validado para citometría de flujo, es adecuado para estudios de activación de linfocitos T y detección de antígeno común de leucocitos en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Biotina Conejo anti-Humano/Mono CD45 mAb
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 de CD45 humano (P08575).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso de la Proteína	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envío	Bolsa de hielo