


Anticuerpo Monoclonal Biotina Anti-Cd8A Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0011695



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo marcado con biotina dirigido contra CD8a humano y de mono cinomolgo, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células T, investigación de puntos de control inmunitario y ensayos de citotoxicidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo Anti-CD8a Humano/Mono Biotina
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 del CD8A humano (NP_001759.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo