

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hla-Dr Biotinado Para Citometría De Flujo - P01903

Número de artículo: CM0012105



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado dirigido contra la cadena alfa de HLA-DR humana/de cynomolgus (P01903), validado para citometría de flujo. Ideal para el análisis de expresión de MHC clase II en células presentadoras de antígeno y para monitorización inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Anti-HLA-DR Humano/Mono Biotinado de Conejo
Observaciones/Alias	HLA-DRA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Inmunógeno	Proteína recombinante de HLA-DR humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo