

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd11B Biotinilado Para Citometría De Flujo - P11215

Número de artículo: CM0010890



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-humano CD11b de ratón conjugado con biotina para citometría de flujo. Reconoce la integrina alfa-M humana (MAC-1), expresada en monocitos y granulocitos. Adecuado para tinción de superficie celular e investigación de adhesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-Humano CD11b de Ratón Biotinilado
Observaciones/Alias	CR3A, MO1A, CD11B, MAC-1, MAC1A, SLEB6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3684
GeneID	3684
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de CD11b humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo