

Anticuerpo Monoclonal Biotina Anti-Cd117/C-Kit De Ratón Para Citometría De Flujo - P05532

Número de artículo: CM0005953



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido contra la tirosina quinasa receptora CD117/c-Kit de ratón. Validado para citometría de flujo, detecta el dominio extracelular. Ideal para biología de células madre, hematopoyesis e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal Biotina Conejo anti-CD117/c-Kit de Ratón
Observaciones/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Especie	Ratón
GeneID (Ratón)	16590
GeneID (Humano)	3815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-523 del CD117/c-Kit de ratón (NP_001116205.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05532
Peso Proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Envío	Bolsa de hielo