

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd161C/Nk1.1 Biotinilado Para Citometría De Flujo - P27814

Número de artículo: CM0008917

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado contra el CD161c/NK1.1 de ratón, validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor estimulador de células NK implicado en la citotoxicidad y la producción de interferón gamma. Adecuado para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Biotina Conejo anti-Ratón CD161c/NK1.1 mAb
Observaciones/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrp1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3820
GeneID	17059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-223 del CD161c/NK1.1 de ratón (NP_001153376.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P27814
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo