

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd24 Biotinilado Para Citometría De Flujo - P24807

Número de artículo: CM0005849

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD24 biotinilado para citometría de flujo. Se dirige a una glicoproteína anclada a GPI involucrada en el desarrollo de timocitos, la modulación de células B y la supresión inmune. Validado en ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD24 Biotinilado
Observaciones/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	100133941
ID de Gen	12484
Inmunógeno	Proteína recombinante (aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón, NP_033976.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P24807
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo