

Anticuerpo Monoclonal Biotinilado Anti-Tcr Γ/Δ De Ratón - Tcr Γ/Δ

Número de artículo: CM0011963

Introducción

Anticuerpo monoclonal de hámster armenio conjugado con biotina dirigido contra el TCR γ/δ de ratón, optimizado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de subconjuntos de células T gamma delta en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-TCR γ/δ de ratón
Observaciones/Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Especie	Ratón
ID de gen	110066/110067
Inmunógeno	Proteína recombinante de TCR γ/δ de ratón
Fuente	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo