


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd235A/Glucoforina A Humana Conjugado Con Biotina Para Fc - P02724

Número de artículo: CM0008564



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD235a/glucoforina A humana para citometría de flujo. La glucoforina A es la principal proteína de membrana de los eritrocitos y el antígeno del grupo sanguíneo MN, y también actúa como receptor del virus de la hepatitis A y de Plasmodium falciparum.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD235a/glucoforina A humana conjugado con biotina
Observaciones/alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Especie	Humana
GeneID (humano)	2993
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-91 de CD235a humana (NP_002090.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02724
Peso de la proteína	13 kDa/16 kDa
Envío	Bolsa de hielo