

Anticuerpo Monoclonal Biotina De Conejo Anti-Cd34 Humano Para Citometría De Flujo - P28906

Número de artículo: CM0011191

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado dirigido a CD34 humano (P28906) para citometría de flujo. Validado en células progenitoras hematopoyéticas humanas. Fiable para investigación en células madre y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Biotina conejo anti-CD34 humano
Observaciones/Alias	CD34;Molécula CD34;GIG3
Especie	Humana
GeneID (Humano)	947
GeneID	947
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-290 de CD34 humano (NP_001020280.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P28906
Peso de la proteína	35 kDa/41 kDa
Envío	Bolsa de hielo