

Anticuerpo Monoclonal Biotina Conejo Anti-Humano Cd34 Para Citometría De Flujo - P28906

Número de artículo: CM0005083

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido al CD34 humano, un marcador de células progenitoras hematopoyéticas. Validado para citometría de flujo. Reacciona de forma cruzada con humano. Adecuado para investigación con células madre y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Biotina Conejo anti-Humano CD34
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	947
ID del Gen	947
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-290 del CD34 humano (NP_001020280.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso Molecular de la Proteína	35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo