


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd40 Humano Biotinilado Para Fc - P25942

Número de artículo: CM0008439



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina contra CD40 humano, validado para citometría de flujo. Reacciona con CD40 humano, un miembro de la superfamilia de receptores de TNF involucrado en la respuesta inmune. Adecuado para uso diagnóstico y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD40 humano biotinilado
Observaciones/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Especie	Humano
ID de gen	958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-193 de CD40 humano (NP_001241.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso de la proteína	22kDa/31kDa
Envío	Bolsa de hielo