

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Ra Humano Biotinilado Para Citometría De Flujo - P08575-8

Número de artículo: CM0010586

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado dirigido contra CD45RA humano (isoforma 6 de PTPRC). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Ideal para la subtipificación de leucocitos en investigación y el desarrollo de ensayos IVD. Peso molecular ~138 kDa. Reacciona con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45RA humano biotinilado
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-482 de CD45RA humano (P08575-8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso de la proteína	138 kDa
Envío	Bolsa de hielo