

Anticuerpo Monoclonal Biotina Conejo Anti-Humano Cd56/Ncam1 Para Fc - P13591

Número de artículo: CM0004667



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo marcado con biotina dirigido al CD56/NCAM1 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión de células neurales, el crecimiento de neuritas y los mecanismos de entrada viral que involucran a NCAM1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Biotina Conejo anti-Humano CD56/NCAM1
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 del CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95 kDa
Envío	Bolsa de hielo