


Anticuerpo Monoclonal Biotinilado De Conejo Anti-Cd14 Humano/Mona Para Cf - P08571

Número de artículo: CM0005390



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado dirigido contra CD14 humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante; garantiza reactividad con monocitos y macrófagos; ideal para estudios de inmunidad innata y señalización por LPS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM biotinilado de conejo anti-CD14 humano/mona
Notas/Alias	CD14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-352 de la CD14 humana (NP_000582.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P08571
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo